

## Tehotenský test Ultra včasný

- Vyššia než 99 % presnosť pri určovaní tehotenstva odo dňa očakávanej menštruácie.
- **Pred vykonaním testu si starostlivo prečítajte tento príbalový leták.**

### 1 Kedy testovať



- Test použite najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou.
- Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou použite prvý ranný moč. Inak môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dňa.
- Pred testom nepite veľa tekutín.

### 2 Vykonajte test

**A**

**PRÚD MOČU**  
Špičku meniacu farbu ponechajte pod prúdom moču celých 5 sekúnd.

**5 sekúnd**

- Odstráňte fóliový obal a zložte kryt. Testovaciu tyčinku použite okamžite.

**Vyberte si metódu testovania**

- **DÔLEŽITÉ:** Špička meniacu farbu sa okamžite zmení na ružovú, čo znamená, že špička absorbovala moč.

**A** Špičku meniacu farbu ponechajte pod prúdom moču celých 5 sekúnd.

**ALEBO**

**B** Do vzorky moču odobraného do čistej, suchej nádoby úplne namočte len špičku na celých 20 sekúnd.

**ALEBO**

**B**

**ODOBRATÁ VZORKA**  
Len čo sa farba špičky zmení na ružovú, začnite odráťvať 20 sekúnd.

**20 sekúnd**

Úplne namočte len špičku



### POČKAJTE CELÉ 3 MINÚTY Pred interpretáciou výsledku

### 3 Pozrite si výsledok



**NIE STE TEHOTNÁ**

Obrázok A

**AK SA ZOBRAZIA DVE ČIARY, STE TEHOTNÁ**

Obrázok B    Obrázok C    Obrázok D

**NEZÁLEŽÍ NA TOM, ČI SÚ ČIARKY SLABÉ ALEBO TMAVÉ.**

- V kontrolnom okienku sa môže rýchlo začať objavovať čiara, ale pred interpretáciou výsledku **MUSÍTE** počkať 3 minúty. Ak sa v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, test neprebehol úspešne (pozrite si otázku č. 8).
  - Ak výsledok preukáže, že „**Nie ste tehotná**“, pozrite si otázku č. 4.
  - Ak výsledok preukáže, že „**Ste tehotná**“, pozrite si otázku č. 3.
  - Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, pozrite si otázku č. 9.
- DÔLEŽITÉ!** Výsledok odčítajte do **10 minút** po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času neberte do úvahy.

## Otázky a odpovede

### 1 Ako test Clearblue funguje?

V tehotenstve ľudské telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský choriogonadotropín). Tento test dokáže v moči odhaliť aj drobné množstvo hormónu hCG (citlivosť testu je 10 mIU/ml).

### 2 Kedy môžem použiť test Clearblue Ultra včasný?

Test sa môže použiť najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou. Ak test vykonáte pred očakávanou menštruáciou a výsledok bude „Nie ste tehotná“, stále je tu možnosť, že ste tehotná. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku s výsledkami laboratórneho testovania vzoriek z počiatkových štádií tehotenstva.

| Počet dní pred očakávanou menštruáciou   | Prilíš skoré testovanie |        |        |        |      |      |
|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|  | 0                       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    |
| Percento vzoriek tehotných žien, ktorým vyšiel výsledok označujúci tehotenstvo | > 99 %                  | > 99 % | > 99 % | > 99 % | 96 % | 79 % |

### 3 Test preukazuje „Ste tehotná“. Čo mám robiť?

Mali by ste navštíviť lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať.

### 4 Test preukazuje „Nie ste tehotná“, no aj napriek tomu si myslím, že môžem byť tehotná. Čo mám robiť?

Je možné, že nie ste tehotná alebo je množstvo hormónu hCG príliš malé na to, aby sa dalo zistiť. Prípadne ste si zle vypočítali deň očakávanej menštruácie. Ak ste test urobili príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej menštruácie. Ak vám menštruácia mešká, po 3 dňoch test zopakujte. Ak výsledok testu preukáže, „Nie ste tehotná“, a menštruácia naďalej mešká, navštívte svojho lekára.

### 5 Skorší test preukázal „Ste tehotná“, ale neskorší test preukázal „Nie ste tehotná“, alebo som medzi tým dostala menštruáciu. Čo to znamená?

Keďže presnosť testu je vyššia než 99 % v detegovaní tehotenského hormónu odo dňa očakávanej menštruácie, môžete dostať výsledok označujúci tehotenstvo, a neskôr zistiť, že nie ste tehotná (napr. zopakujete test alebo dostanete menštruáciu). Môže to spôsobiť prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva, ktorý, žiaľ, nie je nezvyčajný a jeho pravdepodobnosť v ranom štádiu tehotenstva je až 25 %. Ak test zobrazí neočakávaný výsledok, poraďte sa so svojím lekárom.

### 6 Môžu nejaké lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate.

Výsledok môžu ovplyvniť lieky obsahujúce hormón hCG. Mimomaternicové tehotenstvo alebo nedávne tehotenstvo, aj v prípade nedonosenia, môže zapríčiniť nesprávny výsledok. Ak ste v menopauze alebo sa vám bližie, test môže nesprávne určiť tehotenstvo, aj keď v skutočnosti nie ste tehotná. Test by nemal byť ovplyvnený hormonálnou liečbou obsahujúcou klomifénicitrát, liekmi proti bolesti, alkoholom, antibiotikami ani antikoncepčnými tabletkami. Ak test preukáže neočakávaný výsledok, konzultujte ho so svojím lekárom.

### 7 Keď som použila test, špička meniacu farbu sa nezmenila celá na ružovo. Čo mám robiť?

Je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku aj napriek tomu do 10 minút od vykonania testu objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, pozrite si otázku č. 8.

### 8 Použila som test, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?

- Ak ste test vykonali pred viac ako 10 minútami, test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:
  - Po aplikácii moču nebola špička meniacu farbu nasmerovaná nadol alebo testovacia tyčinka nebola položená do vodorovnej polohy.
  - Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču.

Test zopakujte použitím novej testovacej tyčinky a dbajte pritom na dodržanie pokynov. Vzorku moču môžete odobrať a test vykonať pomocou metódy „odobratá vzorka“.

### 9 Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

Pozri obrázky v časti Pozrite si výsledok.

**Obrázok A:** Výsledok je „Nie ste tehotná“. Ak si stále myslíte, že by ste mohli byť tehotná, pozrite si otázku č. 4.

**Obrázok B – D:** Výsledok je „Ste tehotná“. Vzhľad čiar v okienku s výsledkom môže mať viac podob, avšak nezáleží na tom, či sú čiarky slabé alebo tmavé, výsledok stále znamená, že ste tehotná.

**Obrázok B:** Toto sa môže stať, najmä ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG relatívne nízka.

**Obrázok C:** Toto je typické, ak test vykonávate v deň alebo okolo dňa očakávanej menštruácie.

**Obrázok D:** Toto môže nastať, keď test vykonávate viac ako pár dní po dni očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia.

Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.

## www.clearblue.com

S otázkami o produktoch sa obráťte na zákaznícku podporu na nižšie uvedenej adrese:

Ďalšie kroky, informácie a všeobecné rady týkajúce sa tehotenstva nájdete na našej webovej stránke: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Na samotestovanie v domácom prostredí. Iba na diagnostické použitie *in vitro*. Nie je určené na vnútorné použitie. Nepoužívajte opakovane. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote 2 – 30 °C. Ak test skladujete v chladničke, pred použitím ho vyberte a počkajte minimálne 30 minút, kým nedosiahne izbovú teplotu. Nepoužívajte, ak je fóliový obal poškodený. Nepoužívajte po dátume najneskoršej spotreby. Zlikvidujte ako bežný komunálny odpad. Pomôcku nerozoberajte. Obsahuje malé časti. Žiadna časť tejto pomôcky nie je vhodná na konzumáciu. V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

|  |                             |  |   |
|--|-----------------------------|--|---|
|  | Výrobca                     |  | Nepoužívajte opakovane  |
|  | Číslo šarže                 |  | Diagnostická zdravotnícka pomôcka na použitie <i>in vitro</i> |
|  | Dátum najneskoršej spotreby |  | Teplotné obmedzenie 2 – 30 °C                                 |

CE  
0123



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švajčiarsko.  
Clearblue je ochrannou známkou spoločnosti SPD. © 2020 SPD. Všetky práva vyhradené.

Distibúcia v SR: Fidia Pharma Slovakia s.r.o., Krajinská 87,  
821 06 Bratislava, Slovensko.